



DESCRIPCIÓN

Desinfectante de amplio espectro

Desinfectante de Amplio espectro, único con Amonio Cuaternario de 5ta. Generación al 20%

AMONIO CUATERNARIO

5ta. Generación al 20%

La quinta generación de amonios cuaternarios la comprenden mezclas en distintas proporciones de DDAC y ADBAC para obtener un amplio rango de actuación frente a la máxima cantidad de microorganismos.

**COMPOSICIÓN****PARA USO EN**

Instalaciones avícolas, porcinas, incubadoras, laboratorios, ganaderías, almacenes, clínicas veterinarias, plantas de alimentos, arcos de desinfección, vehículos de transporte de animales y alimento, plantas de fabricación de embutidos, lecheras, etc.

**USO**

Establezca un programa de limpieza

1. Limpie las superficies a fondo con un limpiador eficaz, de *Ph ácido*, como, por ejemplo, *desinlab Acid®*
2. En rutinas más prolongadas, utilizar *desinlab Clorado®* y dejar secar.

Una vez estén limpias las superficies a desinfectar, aplique *desinlab®*

**MODO DE EMPLEO**

1. Desinfección fuerte y eficaz, aun en presencia de materia orgánica, gracias a los ingredientes sinérgicos en su formulación.

2. Solución líquida fácil de usar.

3. Puede ser pulverizado, asperjado, nebulizado y termo nebulizado sin necesidad de agregar otros productos químicos.

4. Extremadamente efectivo, incluso a dosis muy bajas, contra todos los microorganismos tales como bacterias, virus, hongos y esporas.

5. Tiene efecto residual.

**VENTAJAS**

FORMATO
20 L



NO
CORROSIVO



SOLUCIÓN
LÍQUIDA

Dosis de uso en función de su aplicación
SOLUCIÓN ENTRE 0,25ML/L A 2.5 ML./L



UN PRODUCTO DE

laboratorios chacao

J-00090578-9